

RDA 1200 PG



Teknik Özellikler *Technical Specifications*

Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	+2 °C / +8 °C
Brüt Hacim / Net Hacim <i>Gross Volume / Net Volume</i>	1200 L / 1000 L
Ölçüler (ExDxY) <i>Dimensions (WxDxH)</i>	1400 x 710 x 2100 mm
Brüt Ağırlık / Net Ağırlık <i>Gross Weight / Net Weight</i>	320 kg / 280 kg
Voltaj / Frekans / Güç <i>Power / Frequency / Power</i>	230 V / 50 Hz / 341 W
Raf Adeti <i>Number of Shelves</i>	5
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R134a / 630 gr
İç Yüzey <i>Inner Surface</i>	Paslanmaz Çelik / <i>Stainless Steel</i>
Dış Yüzey <i>Exterior Surface</i>	Paslanmaz Çelik / <i>Stainless Steel</i>
Kapı <i>Door</i>	Cam / <i>Glass</i>
İç Aydınlatma <i>Inner Lightening</i>	LED
Dijital Termostat <i>Digital Controller</i>	✓
Sıcaklık Alarmı <i>Temperature Alarm</i>	✓
Kapı Alarmı <i>Door Alarm</i>	✓
Kapı Kilidi <i>Door Lock</i>	✓