

**Teknik Özellikler** *Technical Specifications*

<b>Çalışma Sıcaklığı</b> <i>Temperature Range</i>	+2 °C / +8 °C
<b>Brüt Hacim / Net Hacim</b> <i>Gross Volume / Net Volume</i>	215 L / 190 L
<b>Ölçüler (ExDxY)</b> <i>Dimensions (WxDxH)</i>	595 x 640 x 1435 mm
<b>Brüt Ağırlık / Net Ağırlık</b> <i>Gross Weight / Net Weight</i>	68 kg / 61 kg
<b>Voltaj / Frekans / Güç</b> <i>Power / Frequency / Power</i>	230 V / 50 Hz / 250 W
<b>Raf Adeti</b> <i>Number of Shelves</i>	3
<b>Soğutucu Gaz</b> <i>Refrigerant</i>	R134a / 165 gr
<b>İç Yüzey</b> <i>Inner Surface</i>	Plastik / <i>Plastic</i>
<b>Dış Yüzey</b> <i>Exterior Surface</i>	Boyalı Sac / <i>Painted Sheet Metal</i>
<b>Kapı</b> <i>Door</i>	Cam / <i>Glass</i>
<b>İç Aydınlatma</b> <i>Inner Lightening</i>	Floresan
<b>Dijital Termostat</b> <i>Digital Controller</i>	✓
<b>Sıcaklık Alarmı</b> <i>Temperature Alarm</i>	✓
<b>Kapı Alarmı</b> <i>Door Alarm</i>	✓
<b>Kapı Kilidi</b> <i>Door Lock</i>	✓