

**Teknik Özellikler** *Technical Specifications*

<b>Çalışma Sıcaklığı</b> <i>Temperature Range</i>	+2 °C / +8 °C
<b>Brüt Hacim / Net Hacim</b> <i>Gross Volume / Net Volume</i>	390 L / 365 L
<b>Ölçüler (ExDxY)</b> <i>Dimensions (WxDxH)</i>	590 x 610 x 2010 mm
<b>Brüt Ağırlık / Net Ağırlık</b> <i>Gross Weight / Net Weight</i>	85 kg / 75 kg
<b>Voltaj / Frekans / Güç</b> <i>Power / Frequency / Power</i>	230 V / 50 Hz / 160 W
<b>Raf Adeti</b> <i>Number of Shelves</i>	5
<b>Soğutucu Gaz</b> <i>Refrigerant</i>	R600 / 70 gr
<b>İç Yüze</b> <i>Inner Surface</i>	Plastik / <i>Plastic</i>
<b>Dış Yüze</b> <i>Exterior Surface</i>	Boyalı Sac / <i>Painted Sheet Metal</i>
<b>Kapı</b> <i>Door</i>	Cam/ <i>Glass</i>
<b>İç Aydınlatma</b> <i>Inner Lightening</i>	LED
<b>Sıcaklık Alarmı</b> <i>Temperature Alarm</i>	✓
<b>Kapı Alarmı</b> <i>Door Alarm</i>	✓
<b>Elektrik kesildi alarmı</b> <i>Power failure alarm</i>	✓
<b>Kapı Kilidi</b> <i>Door Lock</i>	✓
<b>Veri Kaydedicili Dokunmatik TFT ekran (USB)</b> <i>LCD touch screen with datalogger (USB)</i>	✓
<b>Ethernet ile Uzaktan Erişim</b> <i>Remote Access via Ethernet</i>	✓
<b>Termal Yazıcı</b> <i>Thermal Printer</i>	Opsiyonel / <i>Optional</i>

