



Teknik Özellikler *Technical Specifications*

Çalışma Sıcaklığı <i>Temperature Range</i>	+2 °C / +8 °C
Brüt Hacim / Net Hacim <i>Gross Volume / Net Volume</i>	92,50 L / 89 L
Ölçüler (ExDxY) <i>Dimensions (WxDxH)</i>	497 x 505 x 840 mm
Brüt Ağırlık / Net Ağırlık <i>Gross Weight / Net Weight</i>	42 kg / 38 kg
Voltaj / Frekans / Güç <i>Power / Frequency / Power</i>	230 V / 50 Hz / 68 W
Raf Adeti <i>Number of Shelves</i>	2
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R600 / 70 gr
İç Yüzey <i>Inner Surface</i>	Paslanmaz Çelik / <i>Stainless Steel</i>
Dış Yüzey <i>Exterior Surface</i>	Boyalı Sac / <i>Painted Sheet Metal</i>
Kapı <i>Door</i>	Cam / <i>Glass</i>
İç Aydınlatma <i>Inner Lightening</i>	LED
Sıcaklık Alarmı <i>Temperature Alarm</i>	✓
Kapı Alarmı <i>Door Alarm</i>	✓
Elektrik kesildi alarmı <i>Power failure alarm</i>	✓
Kapı Kilidi <i>Door Lock</i>	✓
Veri Kaydedicili Dokunmatik TFT ekran (USB) <i>LCD touch screen with datalogger (USB)</i>	✓
Ethernet ile Uzaktan Erişim <i>Remote Access via Ethernet</i>	✓
Termal Yazıcı <i>Thermal Printer</i>	Opsiyonel / <i>Optional</i>