



Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2 °C / +8 °C
Brüt Hacim / Net Hacim Gross Volume / Net Volume	85 L / 55 L
Ölçüler (ExDxY) Dimensions (WxDxH)	480x520x840 mm
Brüt Ağırlık / Net Ağırlık Gross Weight / Net Weight	42 kg / 38 kg
Voltaj / Frekans / Güç Power / Frequency / Power	230 V / 50 Hz / 68 W
Raf Adeti Number of Shelves	2
Soğutucu Gaz Refrigerant	R600 / 70 gr
İç YüzeY Inner Surface	Plastik / Plastic
Dış YüzeY Exterior Surface	Boyalı Sac / Painted Sheet Metal
Kapı Door	Cam / Glass
İç Aydınlatma Inner Lightening	LED
Dijital Termostat Digital Controller	✓
Sıcaklık Alarmı Temperature Alarm	✓
Kapı Alarmı Door Alarm	✓
Kapı Kilidi Door Lock	✓