



<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Temperature Range	+2 °C / +8 °C
<b>Brüt Hacim / Net Hacim</b> Gross Volume / Net Volume	85 L / 55 L
<b>Ölçüler (ExDxY)</b> Dimensions (WxDxH)	480x520x840 mm
<b>Brüt Ağırlık / Net Ağırlık</b> Gross Weight / Net Weight	42 kg / 38 kg
<b>Voltaj / Frekans / Güç</b> Power / Frequency / Power	230 V / 50 Hz / 68 W
<b>Raf Adeti</b> Number of Shelves	2
<b>Soğutucu Gaz</b> Refrigerant	R600 / 70 gr
<b>İç Yüze</b> Inner Surface	Plastik / Plastic
<b>Dış Yüze</b> Exterior Surface	Boyalı Sac / Painted Sheet Metal
<b>Kapı</b> Door	Cam / Glass
<b>İç Aydınlatma</b> Inner Lightening	LED
<b>Dijital Termostat</b> Digital Controller	✓
<b>Sıcaklık Alarmı</b> Temperature Alarm	✓
<b>Kapı Alarmı</b> Door Alarm	✓
<b>Kapı Kilidi</b> Door Lock	✓