

**Teknik Özellikler** *Technical Specifications*

Kapasite *Capacity* 6 Torba / Pouch

Tank Kapasitesi *Tank Capacity* 12 Lt

Isıtma Gücü *Heating Power* 450 W

Çalışma Sıcaklığı *Temperature Range* +20°C / +40°C

İç Ölçüler (ExDxY) *Internal Dimensions (ExDxY)* 240 x 300 x 200 mm

Dış Ölçüler (ExDxY) *External Dimensions (ExDxY)* 250 x 310 x 320 mm

İç Yüzey *Inner Surface* Pazlanmaz Çelik / *Stainless Steel*

Dış Yüzey *Exterior Surface* Pazlanmaz Çelik / *Stainless Steel*

Voltaj *Voltage* 220 V / 50 Hz

Dijital Kontrollü Termostat *Digital Controlled Thermostat* ✓

Sıcaklık Alarmı *Temperature Alarm* ✓

Termostat Çalışma Hassasiyeti *Thermostat Operating Sensitivity* +/- 0,1°C