



Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	+2 °C / +8 °C
Brüt Hacim / Net Hacim Gross Volume / Net Volume	1400 L / 1200 L
Ölçüler (ExDxY) Dimensions (WxDxH)	1400x810x2100 mm
Brüt Ağırlık / Net Ağırlık Gross Weight / Net Weight	320 kg / 280 kg
Voltaj / Frekans / Güç Power / Frequency / Power	230 V / 50 Hz / 341 W
Raf Adeti Number of Shelves	5
Soğutucu Gaz Refrigerant	R134a / 630 gr
İç Yüzey Inner Surface	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Dış Yüzey Exterior Surface	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Kapı Door	Cam / Glass
İç Aydınlatma Inner Lightening	LED
Dijital Termostat Digital Controller	<input checked="" type="checkbox"/>
Sıcaklık Alarmı Temperature Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapı Alarmı Door Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapı Kilidi Door Lock	<input checked="" type="checkbox"/>